Clearblue كليربلو

اختبار حمل مبكر فائق



للاختبار الذاتي. يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل إجراء الاختبار.

هذا المنتج هو جهاز اختبار ذاتي غير آلي في المنزل للكشف الكيفي عن هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (hCG) في بول المرأة لتحديد الحمل. مخصص للاستخدام قبل 6 أيام من موعد الدورة الشهرية الفائتة (قبل 5 أيام من موعد الدورة الشهرية المتوقعة).

التحذيرات والاحتياطات

إرشادات الجهاز، مع "CB14005" مطبوعة على الغلاف. للاختبار الذاتي في المنزل. للاستخدام التشخيصي في المختبر فقط. غير مخصص للاستخدام الداخلي. تحظر إعادة الاستخدام. حافظي على الاختبار بعيدًا عن متناول الأطفال. يُخزَّن في درجة حرارة تتراوح بين درجتين و30 درجة مئوية. يُترَك لمدة 30 دقيقة حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل إجراء الاختبار في حال تخزينه في الثلاجة. لا تستخدميه إذا كان الغلاف المعدني الرقيق تالفًا. لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ "الصلاحية". استخدميه على الفور بمجرد فتح الغلاف المعدني الرقيق. يتم التخلص منه مع المخلفات المنزلية العادية. يحتوي على أجزاء صغيرة. لا تضعي أي مكون من مكونات هذا الجهاز في فمكِ. إذا ابتلعتِ شيئًا منه عن طريق الخطأ، فاطلبي العناية الطبية. أبلغي Clearblue والهيئة المختصة في الدول الأعضاء بأي إصابة ناجمة عن استخدام هذا المنتج. يُستخدم مرة واحدة فقط.

يمكنكِ إجراء الاختبار بدءًا من **6 أيام قبل** موعد الدورة الشهرية الفائتة*

في حال إجراء الاختبار مبكرًا، استخدمي عينة من أول بول في اليوم
وإلا، فيمكنكِ إجراء الاختبار في أي وقت

لا تشربي كثيرًا من السوائل قبل الاختبار

قراءة النتائج في غضون 10 دقائق

1 إجراء الاختبار

المواد المطلوبة لكنها غير متوفرة: وعاء جاف ونظيف وساعة توقيت.
أخرجيه من الغلاف المعدني الرقيق وانزعي الغطاء واستخدميه على الفور.
ضعي الطرف متغير اللون:



مهم: اغمري الطرف تمامًا كما هو موضح

مهم: يتحول الطرف متغير اللون على الفور إلى اللون القرنفلي مشيرًا إلى أنه جاهز امتصاص البول.
يمكنك بدء التوقيت بمجرد رؤية الطرف متغير اللون يتحول إلى اللون القرنفلي.
أعيدي تركيب الغطاء، واجعلي عصا الاختبار مسطحة. إذا لم يتحول الطرف إلى اللون القرنفلي تمامًا، فراجعي "أخطاء الاختبار".

2 الانتظار



قد يبدأ الخط في نافذة التحكم في الظهور سريعًا ولكن يجب عليك **الانتظار 3 دقائق كاملة** قبل قراءة نتيجة اختباركِ.
إذا لم تظهر أي خطوط زرقاء، فراجعي "أخطاء الاختبار".

3 النتائج

حامل: **إذا كانت نتيجتك تشير إلى أنكِ حامل، فاستشيري طبيبك** (راجعي السؤال الأول)



غير حامل (راجعي السؤال الثاني)



إذا لم تكوني متأكدة من نتيجتكِ، فراجعي السؤال السادس.

إذا رأيت خطين، فأنتِ حامل. لا تهم درجة بهتان الخطين أو قتامتهما.
يجب أن يكون الخط الأزرق موجودًا في نافذة التحكم حتى تكون النتيجة صالحة. إذا لم يكن كذلك، فراجعي "أخطاء الاختبار".
مهم! احرصي على قراءة النتيجة في غضون **10 دقائق** من الاختبار. تجاهلي أي تغييرات تطرأ بعد هذا الوقت.

الأسئلة والأجوبة

1 نتيجتي تشير إلى أنني حامل. ماذا ينبغي أن أفعل؟

استشيري طبيبك وسيتمكن من إرشادك بشأن خطواتك المقبلة. من الممكن أن تحصلي على نتيجة إيجابية وتكتشفين لاحقًا أنك لم تعودي حاملاً (راجعي السؤال السابع).

2 نتيجتي تشير إلى أنني غير حامل. ماذا يعني ذلك؟

قد لا تكونين حاملاً أو قد لا يكون مستوى هرمون الحمل مرتفعًا بما يكفي لاكتشاف وجود الحمل. عليكِ إجراء الاختبار مرة أخرى في غضون ثلاثة أيام. إذا أعطاك هذا الاختبار نتيجة "غير حامل" وتأخرت دورتك الشهرية، فاستشيري طبيبك.

3 متى يمكنني إجراء الاختبار؟

يمكن إجراء هذا الاختبار قبل 6 أيام من موعد دورتك الشهرية الفائتة (قبل 5 أيام من دورتك الشهرية المتوقعة).*

ومع ذلك، بما أن مستويات الهرمون تختلف من امرأة إلى أخرى، ويمكن أن تكون منخفضة للغاية في بداية الحمل، فقد تكونين حاملاً لكنك لا تزالين تحصلين على نتيجة سلبية. يوضح الرسم البياني أدناه النسبة المئوية لحالات الحمل التي تم اكتشافها عند إجراء اختبار معملي لعينات البول في مرحلة مبكرة من الحمل:

الأيام التي تسبق الدورة الشهرية الفائتة	-1	-2	-3	-4	-5	-6
حالات الحمل المكتشفة	>99%	>99%	>99%	>99%	%96	%79

4 كيف يعمل هذا الاختبار؟

يكتشف هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية في البول بعد تطبيق العينة. تشير النتائج المرئية إلى ما إذا تم اكتشاف هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية بدقة تزيد عن 99% من اليوم الذي تتوقعين فيه دورتك الشهرية.

5 هل يمكن أن تؤثر أي أدوية أو ظروف صحية في النتيجة؟

احرصي دومًا على قراءة تعليمات الجهة المصنِّعة لأي دواء تتناولينه قبل إجراء الاختبار. يمكن أن تسبب الأدوية التي تحتوي على هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (hCG) وبعض الظروف الصحية النادرة نتائج إيجابية زائفة. قد يؤدي الحمل خارج الرحم أو الحمل الأخير، حتى إذا لم يكمل دورته، إلى نتائج مضللة. إذا وصلتِ إلى سن اليأس أو اقتربتِ منه، فقد تحصلين على نتيجة حمل زائفة على الرغم من أنكِ غير حامل.

وينبغي **ألا** تتأثر نتيجة الاختبار بالعلاجات الهرمونية التي تحتوي على الكلوميفين سترات أو مسكنات الألم الشائعة أو الكحول أو المضادات الحيوية أو حبوب منع الحمل. إذا حصلتِ على نتائج غير متوقعة، فسينبغي لكِ مناقشتها مع الطبيب المتابع لحالتك.

6 ماذا أفعل إذا لم أكن متأكدة من النتيجة؟

إذا رأيت خطين أزرقين في غضون 10 دقائق من الاختبار، فأنت حامل، بغض النظر عن مدى ضعف أو قتامة الخطوط.

نتائج تشير إلى حدوث حمل

الصورة أ: يرجَّح حدوث ذلك عند إجراء الاختبار قبل توقع دورتكِ الشهرية عندما تكون مستويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية لديكِ منخفضة نسبيًا.

الصورة ب: قد ترين هذا إذا كنتِ تُجرين الاختبار في اليوم الذي تتوقعين فيه دورتك الشهرية حيث قد تكون مستويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية منخفضة نسبيًا.

الصورة ج: يمكنكِ رؤية هذا في حال إجراء الاختبار بعد مرور أكثر من بضعة أيام على غياب دورتكِ الشهرية حيث تكون مستويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية أعلى.

إذا كنتِ لا تزالين غير متأكدة من نتيجتك، فينبغي الانتظار 3 أيام على الأقل قبل إجراء الاختبار مرة أخرى، مع مراعاة اتباع التعليمات.

7 أجريت اختبارًا سابقًا، وكانت النتيجة "حامل"، ثم أجريت اختبارًا آخر وكانت النتيجة "غير حامل" أو أن الدورة قد بدأت. ماذا يعني ذلك؟

من الممكن أن تحصلي على نتيجة إيجابية وتكتشفين لاحقًا أنك لم تعودي حاملاً. قد يرجع ذلك إلى الفقدان المبكر للحمل، وهو أمر شائع؛ حيث يؤثر في نحو حالة حمل واحدة من كل 4 حالات حمل. يمكن لمعظم النساء أن تحصل فيما بعد على حمل صحي.

8 هل هناك أي شيء يجب أن أفعله إذا كنت أخطط للحمل؟

من الجيد التحدث إلى طبيبك قبل محاولة الحمل. ينصح عديد من الأطباء ببعض الخطوات التي قد تكون مفيدة مثل تناول مكملات حمض الفوليك أو فيتامينات ما قبل الولادة، وتجنب الكحول، والإقلاع عن التدخين، ومحاولة الحفاظ على وزن صحي. قد ترغبين أيضًا في التفكير في استخدام اختبار التبويض لتحديد أكثر أيامك خصوبة. تقدم Clearblue مجموعة من اختبارات التبويض للمساعدة على زيادة فرصك في الحمل.

أخطاء بالاختبار

لم يتحول الطرف متغير اللون إلى اللون القرنفلي تمامًا.

ربما لم تستخدمي كمية كافية من البول. مع ذلك، يمكنك التأكد من نجاح الاختبار إذا ظهر خط التحكم في غضون 10 دقائق من الاختبار.

لا يظهر خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من الاختبار.

لم ينجح الاختبار، ربما بسبب استخدام كمية كبيرة جدًا أو قليلة جدًا من البول. حاولي مرة أخرى باستخدام اختبار جديد، مع اتباع التعليمات بعناية.



www.clearblue.com

خصائص الأداء

الأداء السريري:

أظهر اختبار الأداء السريري أن دقة الجهاز أكثر من 99% في تحديد حالة الحمل من يوم الدورة الشهرية المتوقعة.

- كانت دقة الجهاز أكثر من 99% في أيدي المستخدمين العاديين عند مقارنتها بحالة الحمل (تم اختبارها بواسطة 911 امرأة).
- في دراسة شهدت اختبار 300 عينة، كانت دقة الجهاز أكثر من 99% من يوم الدورة الشهرية المتوقعة.
- أكد اختبار الخصوصية السريري مع عينات قبل انقطاع الطمث وفي فترته وما بعده (1051 عينة) أن درجة الخصوصية أكبر من 99% أو تساويها.

الأداء التحليلي:

تم تحديد الخصوصية التحليلية عبر اختبار الجهاز مع المواد التي يحتمل أن تتداخل أو تتفاعل. أكدت النتائج أن التركيزات العالية من المادة ذاتها لا تؤثر في أداء الجهاز. كذلك أجزاء بيتا من هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية، أو المستويات العالية جدًا من هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية غير المعدل، أو مجموعة من الجاذبية النوعية، أو درجة حموضة البول. أظهرت دراسة دقيقة أن الحساسية التحليلية للجهاز هي 10 ميلي وحدة دولية/مل.

LOT	كود الدفعة	IVD	جهاز طبي للتشخيص في المختبر
	يستخدم قبل تاريخ		الجهة المصنِّعة
2°C 25°C	الحد المسموح به لدرجة الحرارة من 2 إلى 30 درجة مئوية		تحظر إعادة الاستخدام
EC REP	ممثل معتمد لدى دول أوروبا		

المطبوعات

1. Perrier d'Hauterive S, *et al*. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Gnoth C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.

*يمكن اكتشاف 79% من نتائج الحمل قبل 6 أيام من موعد دورتكِ الشهرية الفائتة (قبل 5 أيام من الموعد المتوقع للدورة الشهرية).

في ما يخص الاستفسارات عن المنتج، يرجى الاتصال بدعم العملاء على العنوان أدناه:-

الجهة الحاصلة على ترخيص السوق:
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy,
جنيف، سويسرا.
موقع التصنيع:
Abbott Diagnostics (Shanghai) Co. Ltd.
شنغهاي، الصين

Clearblue علامة مسجلة لشركة SPD.
حقوق النشر © لعام 2026 لصالح SPD. جميع الحقوق محفوظة.

CE 0123

2300710.0110-2026